

# T-ONE COACH

T-One Coach е 4-канален апарат за електротерапия, чиято употреба се препоръчва при непрофесионални спортисти за профилактика на травми и укрепване на мускулите.



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Генератор на постоянен ток
- ✓ Компенсиран двуфазен правоъгълен сигнал
- ✓ 2+2 потребителски програми
- ✓ Цветен графичен дисплей с вътрешно осветление
- ✓ 4,8 V акумулаторна батерия
- ✓ Регулируем интензитет от 1 до 120 mA
- ✓ Честота от 1 до 150 Hz
- ✓ Продължителност на импулса от 20 до 300  $\mu$ s
- ✓ Предварително зададено време за всяка програма

**МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa**

T-ONE COACH е медицинско изделие CE0068

## КОМПЛЕКТ

- ✓ T-One Coach
- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Самозалепващи се квадратни електроди
- ✓ Самозалепващи се правоъгълни електроди
- ✓ Самозалепващи се кръгли електроди
- ✓ Ni-MH акумулаторна батерия
- ✓ Зарядно устройство
- ✓ Ръководство за потребителя
- ✓ Ръководство относно разположението на електродите
- ✓ Чанта за пренасяне

## РАЗМЕРИ

150 x 90 x 35 mm

# T-ONE COACH

## ПРОГРАМИ

16 ПРОГРАМИ РЕНА	14 ПРОГРАМИ NEMS	18 ПРОГРАМИ BEAUTY (КРАСОТА)	2+2 ПОТРЕБИТЕЛСКИ
TENS бързо	Загряване	Стягане	TENS бързо
TENS ендорфини	Съпротивление	Тонизиране	TENS ендорфини
TENS максимални стойности	Сила на съпротивление	Оформяне	Стягане
Противовъзпалително действие	Основна сила	Моделиране	Тонизиране
Болка във врата/шията	Бърза сила	Микролифтинг	Оформяне
Болки в гърба/ишиас	Експлозивна сила	Липолиза на корема	Моделиране
Навяхвания/натъртвания	Дълбока капиляризация	Липолиза на бедрата	Микролифтинг
Васкуларизация	Отпускане на мускулите	Липолиза на глутеусите и бедрата	Мускулен релаксant
Мускулен релаксant	Агонист/Антагонист	Липолиза на ръцете	Масаж
Болка в ръката и китката	Последователни тонични съкращения	Еластичност на тъканите	Капиляризация
Плантарна стимулация	Последователни фазични съкращения	Капиляризация	
Епикондилит	Дълбок масаж	Тежест в краката	
Епитрохлеит	Дълбок масаж	Микролифтинг на лицето с апликатор	
Периартрит	EMS	Микролифтинг на бюста с апликатор	
TENS пакет		Микролифтинг на деколтето с апликатор	
Микроток		Бръчки на лицето с апликатор	
		Бръчки на челото с апликатор	
		Колаген	