

# T-ONE MEDI SPORT

T-One Medi Sport е 4-канален електросимулатор, предназначен за професионални спортисти, които искат да подобрят резултатите си и да провеждат рехабилитация независимо.



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Генератор на постоянен ток
- ✓ Компенсиран двуфазен правоъгълен сигнал
- ✓ Генератор на монофазни сигнали (само за програмите за йонофореза)
- ✓ 2+2 потребителски програми
- ✓ Цветен графичен дисплей с вътрешно осветление
- ✓ 4,8 V акумулаторна батерия
- ✓ Регулируем интензитет от 1 до 120 mA
- ✓ Честота от 1 до 1 200 Hz
- ✓ Продължителност на импулса от 20 до 450  $\mu$ s
- ✓ Време от 1 до 90 минути

**МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa**  
T-ONE MEDI SPORT е медицинско изделие CE0068

## КОМПЛЕКТ

- ✓ T-One Medi Sport
- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Самозалепващи се квадратни електроди
- ✓ Самозалепващи се правоъгълни електроди
- ✓ Самозалепващи се кръгли електроди
- ✓ Комплект за йонофореза
- ✓ Ni-MH акумулаторна батерия
- ✓ Зарядно устройство
- ✓ Ръководство за потребителя
- ✓ Ръководство относно разположението на електродите
- ✓ Чанта за пренасяне

## РАЗМЕРИ

150 x 90 x 35 mm

# T-ONE MEDI SPORT

## ПРОГРАМИ

10 ПРОГРАМИ РЕНА	20 ПРОГРАМИ NEMS		
Йонофореза L	Загряване	Липолиза на бедрата	Експлозивна сила
Йонофореза M	Съпротивление	Липолиза на глутеусите и бедрата	Хипертрофия
Йонофореза H	Сила на съпротивление	Липолиза на ръцете	Микролифтинг на лицето с апликатор...
MENS Микроток	Основна сила	Еластичност на тъканите	Микролифтинг на бюста с апликатор.....
Хематоми	Бърза сила	Капиляризация	Микролифтинг на деколтето с апликатор.....
Оток	Експлозивна сила	Тежест в краката	Бръчки на лицето с апликатор
TENS последователно	Дълбока капиляризация	Микролифтинг на лицето с апликатор..	Бръчки на челото с апликатор.....
TENS пакет	Възстановяване на мускулите	Микролифтинг на бюста с апликатор...	<b>СВОБОДНА ПАМЕТ</b>
Превенция на атрофия	Агонист/Антагонист	Микролифтинг на деколтето с апликатор.....	5 TENS Свободна памет
Атрофия	Последователни тонични съкращения	Бръчки на лицето с апликатор	5 NEMS Свободна памет
<b>16 ПРОГРАМИ TENS</b>	Последователни фазични съкращения	Бръчки на челото с апликатор.....	NEMS Редуващ се режим
TENS бързо	Мускулен релаксant	Колаген	NEMS Редуващ се режим
TENS ендорфини	Дълбок масаж	<b>2+2 ПОТРЕБИТЕЛСКИ</b>	Тестване на батерията
TENS максимални стойности	EMS	TENS бързо	
Противовъзпалително действие	30 минути Съпротивление	TENS ендорфини	
Болка във врата/шията	30 минути Сила на съпротивление	Стягане	
Болки в гърба/ишиас	20 минути Основна сила	Тонизиране	
Навяхвания/натъртвания	20 минути Бърза сила	Оформяне	
Васкуларизация	20 минути Експлозивна сила	Моделиране	
Мускулен релаксant	20 минути Хипертрофия	Микролифтинг	
Болки в ръката/китката	<b>18 ПРОГРАМИ BEAUTY (КРАСОТА)</b>	Мускулен релаксant	
Плантарна стимулация	Стягане	Масаж	
Епикондилит	Тонизиране	Дълбока капиляризация	
Епитрохлеит	Оформяне	Противовъзпалително действие	
Периартрит	Моделиране	Съпротивление	
TENS пакет	Микролифтинг	Сила на съпротивление	
Микроток	Липолиза на корема	Основна сила	
		Бърза сила	