

T-ONE REHAB

T-One Rehab е високопрофесионален 4-канален електротерапевтичен апарат, предназначен за специалисти по рехабилитация и рехабилитационни клиники.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Генератор на постоянен ток
- ✓ Компенсиран двуфазен правоъгълен сигнал
- ✓ Генератор на монофазни сигнали (само за програмите за йонофореза)
- ✓ 2+2 потребителски програми
- ✓ Цветен графичен дисплей с вътрешно осветление
- ✓ 4,8 V акумулаторна батерия
- ✓ Регулируем интензитет от 1 до 120 mA
- ✓ Честота от 0,2 до 1 200 Hz
- ✓ Продължителност на импулса от 20 μ s до 300 ms
- ✓ Време от 1 до 90 минути

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa
T-ONE REHAB е медицинско изделие CE0068

КОМПЛЕКТ

- ✓ T-One Rehab
- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Самозалепващи се квадратни електроди
- ✓ Самозалепващи се правоъгълни електроди
- ✓ Самозалепващи се кръгли електроди
- ✓ Комплект за йонофореза
- ✓ Ni-MH акумулаторна батерия
- ✓ Зарядно устройство
- ✓ Ръководство за потребителя
- ✓ Ръководство относно разположението на електродите
- ✓ Чанта за пренасяне

РАЗМЕРИ

150 x 90 x 35 mm

T-ONE REHAB

ПРОГРАМИ

29 ПРОГРАМИ RENA	TENS ендорфини	20 минути Основна сила	Смесена инконтиненция
Йонофореза L	TENS максимални стойности	20 минути Бърза сила	22 2+2 потребителски програми
Йонофореза M	Противовъзпалително действие	20 минути Експлозивна сила	TENS бързо
Йонофореза H	Болка във врата/шията	20 минути Хипертрофия	TENS ендорфини
MENS Микроток	Болки в гърба/ишиас	18 ПРОГРАМИ BEAUTY (КРАСОТА)	Стягане
Хематоми	Навяхвания / натъртвания	Стягане	Тонизиране
Оток	Васкуларизация	Тонизиране	Оформяне
TENS последователно	Мускулен релаксant	Оформяне	Моделиране
TENS пакет	Болки в ръката/китката	Моделиране	Микролифтинг
Превенция на атрофия	Плантарна стимулация	Микролифтинг	Мускулен релаксant
Атрофия	Епитрохлеит	Липолиза на корема	Масаж
Денервирани 50 ms	Епитрохлеит	Липолиза на бедрата	Дълбока капиляризация
Денервирани 100 ms	Периартрит	Липолиза на глутеусите и бедрата	Противовъзпалително действие
Денервирани 150 ms	TENS пакет	Липолиза на ръцете	Съпротивление
Денервирани 200 ms	Микроток	Еластичност на тъканите	Сила на съпротивление
Денервирани 250 ms	20 ПРОГРАМИ NEMS	Капиляризация	Основна сила
Денервирани 300 ms	Загряване	Тежест в краката	Бърза сила
Триъгълни 50 ms	Съпротивление	Микролифтинг на лицето с апликатор	Експлозивна сила
Триъгълни 100 ms	Сила на съпротивление	Микролифтинг на лицето с апликатор	Хипертрофия
Триъгълни 150 ms	Основна сила	Микролифтинг на деколтето с апликатор	Микролифтинг на лицето с апликатор
Триъгълни 200 ms	Бърза сила	Бръчки на лицето с апликатор	Микролифтинг на бюста с апликатор
Триъгълни 250 ms	Експлозивна сила	Бръчки на челото с апликатор	Микролифтинг на деколтето с апликатор
Триъгълни 300 ms	Дълбока капиляризация	Колаген	Бръчки на лицето с апликатор
Интерферентен ток	Отпускане на мускулите	9 ПРОГРАМИ URO	Бръчки на челото с апликатор
TENS амплитудна модулация	Агонист / Антагонист	Стрес-инконтиненция	СВОБОДНА ПАМЕТ
TENS редуващ се режим	Последователни тонични съкращения	Стрес-инконтиненция	5 TENS Свободна памет
TENS честотна модулация	Последователни фазични съкращения	Стрес-инконтиненция	5 NEMS Свободна памет
TENS честотна модулация	Мускулен релаксant	Императивна инконтиненция	NEMS Редуващ се режим
TENS амплитудна модулация	Дълбок масаж	Императивна инконтиненция	NEMS Редуващ се режим
Kotz сигнал	EMS	Императивна инконтиненция	Тестване на батерията
16 ПРОГРАМИ TENS	30 минути Съпротивление	Смесена инконтиненция	
TENS бързо	30 минути Сила на съпротивление	Смесена инконтиненция	