

LAMAGNETO PRO

LaMagneto Pro е апарат, генериращ импулсни електромагнитни полета. Благодарение на предварително зададените програми, които позволяват да се започне терапия само с едно клиकване, той е идеален за хора, които изпитват затруднения при използването на електромедицинско оборудване.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Два независими канала
- ✓ Цветен екран
- ✓ Интензитет на магнитното поле до 200 гауса на канал
- ✓ Честота от 1 до 120 Hz
- ✓ Предлагат се 63 програми
- ✓ Двама пациенти
- ✓ Списък с последните 10 използвани програми
- ✓ Функция „Заклучване“
- ✓ Брояч на извършените терапии и часове работа

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa

LaMagneto Pro е медицинско изделие CE1936

ПРОГРАМИ

01 Остеопороза	22 Увреждане на хрущяла	43 Нощ 15 Hz
02 Артроза	23 Увреждане на връзките	44 Нощ 50 Hz
03 Артрит	24 Оток на костната тъкан	45 Нощ 75 Hz
04 Артроза на шийните прешлени	25 Тендинит	46 Автоматично сканиране
05 Ставна болка	26 Хондропатия	47 Терапия 1 Hz
06 Болки в шийната област	27 Противовъзпалително действие	48 Терапия 3 Hz
07 Хронична болка	28 Синдром при камшичен удар	49 Терапия 5 Hz
08 Фрактури	29 Заздравяване	50 Терапия 8 Hz
09 Епикондилит	30 Кожни улцерации	51 Терапия 10 Hz
10 Епитрохлеит	31 Дископатия	52 Терапия 15 Hz
11 Псевдоартроза	32 Миалгия	53 Терапия 16 Hz
12 Болки в лумбалната област	33 Невропатия	54 Терапия 20 Hz
13 Болки в кръста	34 Мускулно напрежение	55 Терапия 30 Hz
14 Артроза на рамото	35 Мускулни крампи	56 Терапия 40 Hz
15 Артроза на коляното	36 Ризартроза	57 Терапия 50 Hz
16 Скапуло-хумерален периартрит	37 Импинджмънт синдром	58 Терапия 60 Hz
17 Коксартроза	38 Карпален тунел	59 Терапия 70 Hz
18 Мускулна атрофия	39 Титаниева протеза	60 Терапия 75 Hz
19 Терапия на мускулите	40 Ротаторен маншон	61 Терапия 80 Hz
20 Остеонекроза	41 Тарзален тунел	62 Терапия 90 Hz
21 Алгодистрофия	42 Нощ 1 Hz	63 Терапия 100 Hz

LAMAGNETO PRO

КОМПЛЕКТ

- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ Апликатор лента с 3 соленоида
- ✓ Професионален апликатор с два соленоида
- ✓ Захранване за медицински изделия
- ✓ Ръководство за потребителя
- ✓ Магнит за проверка на действието на апарата
- ✓ Чанта за пренасяне
- ✓ Три ленти от нетъкан текстил 15 x 150 cm

РАЗМЕРИ 180 x 110 x 50 mm

