

T-ONE MEDI PRO

T-One Medi Pro е професионален 4-канален електротерапевтичен апарат за тренировки и рехабилитация.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Генератор на постоянен ток
- ✓ Компенсиран двуфазен правоъгълен сигнал
- ✓ Генератор на монофазни сигнали (само за програмите за йонофореза)
- ✓ 2+2 потребителски програми
- ✓ Цветен графичен дисплей с вътрешно осветление
- ✓ 4,8 V акумулаторна батерия
- ✓ Регулируем интензитет от 1 до 120 mA
- ✓ Честота от 0,2 до 1200 Hz
- ✓ Продължителност на импулса от 20 μ s до 300 ms
- ✓ Време от 1 до 90 минути

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa

T-ONE MEDI PRO е медицинско изделие CE0068

КОМПЛЕКТ

- ✓ T-One Medi Pro
- ✓ 4 присъединителни кабела (8 свързващи се електрода)
- ✓ Самозалепващи се квадратни електроди
- ✓ Самозалепващи се правоъгълни електроди
- ✓ Самозалепващи се кръгли електроди
- ✓ Комплект за йонофореза
- ✓ Ni-MH акумулаторна батерия
- ✓ Зарядно устройство
- ✓ Ръководство за потребителя
- ✓ Ръководство относно разположението на електродите
- ✓ Чанта за пренасяне

РАЗМЕРИ

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI PRO

ПРОГРАМИ

16 ПРОГРАМИ РЕНА	Плантарна стимулация	Стягане	2+2 ПОТРЕБИТЕЛСКИ
Йонофореза L	Епикондилит	Тонизиране	TENS бързо
Йонофореза M	Епитрохлеит	Оформяне	TENS ендорфини
Йонофореза H	Периартрит	Моделиране	Стягане
MENS Микроток	TENS пакет	Микролифтинг	Тонизиране
Хематоми	Микроток	Липолиза на корема	Оформяне
Оток	20 ПРОГРАМИ NEMS	Липолиза на бедрата	Моделиране
TENS последователно	Загряване	Липолиза на глутеусите и бедрата	Микролифтинг
TENS пакет	Съпротивление	Липолиза на ръцете	Мускулен релаксant
Превенция на атрофия	Сила на съпротивление	Еластичност на тъканите	Масаж
Атрофия	Основна сила	Капиляризация	Дълбока капиляризация
Денервирани 50 ms	Бърза сила	Тежест в краката	Сила на съпротивление
Денервирани 100 ms	Експлозивна сила	Микролифтинг на лицето с апликатор	Основна сила
Денервирани 200 ms	Дълбока капиляризация	Микролифтинг на бюста с апликатор	Бърза сила
Денервирани 200 ms	Възстановяване на мускулите	Микролифтинг на деколтето с апликатор	Експлозивна сила
Денервирани 250 ms	Агонист / Антагонист	Бръчки на лицето с апликатор	Хипертрофия
Денервирани 300 ms	Последователни тонични съкращения	Бръчки на челото с апликатор	Микролифтинг на лицето с апликатор
16 ПРОГРАМИ TENS	Последователни фазични съкращения	Колаген	Микролифтинг на бюста с апликатор
TENS бързо	Мускулен релаксant	9 ПРОГРАМИ URO	Микролифтинг на деколтето с апликатор
TENS ендорфини	Дълбок масаж	Стрес-инконтиненция	Бръчки на лицето с апликатор
TENS максимални стойности	EMS	Стрес-инконтиненция	Бръчки на челото с апликатор
Противовъзпалително действие	30 минути Съпротивление	Стрес-инконтиненция	СВОБОДНА ПАМЕТ
Болка във врата/шията	30 минути Сила на съпротивление	Императивна инконтиненция	5 TENS Свободна памет
Болки в гърба/ишиас	20 минути Основна сила	Императивна инконтиненция	5 NEMS Свободна памет
Навяхвания / натъртвания	20 минути Бърза сила	Императивна инконтиненция	NEMS Редуващ се режим
Васкуларизация	20 минути Експлозивна сила	Смесена инконтиненция	NEMS Редуващ се режим
Мускулен релаксant	20 минути Хипертрофия	Смесена инконтиненция	Тестване на батерията
Болки в ръката/китката	18 ПРОГРАМИ BEAUTY (КРАСОТА)	Смесена инконтиненция	